

## Bolsas de papel



Bolsas de papel con tapa termosellable para esterilización por vapor

- Fabricadas con papel especial de grado médico con propiedades de barrera controlada.
- La tira de laca del extremo de llenado es termosellable para un cierre más fácil.
- Impresión de indicador para vapor.
- El sello inferior de doble pliegue y las líneas de pegamento azul optimizan el uso seguro de la bolsa.

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
PB1	90	125	50	1000
PB2	110	190	30	1000
PB3	125	250	50	1000
PB4	140	250	75	500
PB5	140	330	50	500
PB6	165	380	50	500
PB7	180	380	95	500

<b>Artículo</b>	<b>Ancho</b>	<b>Largo</b>	<b>Fuelle</b>	<b>Unidad de envasado</b>
<b>PB8</b>	190	330	65	500
<b>PB9</b>	250	380	100	500
<b>PB10</b>	300	530	75	250
<b>PB12</b>	380	610	125	250