

Steriking® LT-Blueline

Beutel und Rollen für die Niedertemperatursterilisation



Hoher Schutz

- Stärkstes medizinisches Tyvek® 1073B (75g/m²) und 9-lagige Folie für zusätzlichen Schutz

Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Mikroben

- Ausgezeichnete Keimbarriere und Schutz gegen Kontaminierung plus Feuchtigkeitsbeständigkeit

Effiziente Sterilisation

- Ermöglicht schnellen Ein- und Austritt des Sterilisationsmittels


Aseptische Bereitstellung

- Sauberes, faserfreies Öffnen

Steriking® LT-Blueline

Zum Verpacken von Artikeln für die Niedertemperatursterilisation

Technische Eigenschaften im Vergleich




Geeignet für die Sterilisation mit Gas (EO, FO), Wasserstoffperoxid und durch Bestrahlung

- Prüfung der Eignung für die vorgesehenen Sterilisationsverfahren
- Haltbarkeitsstudien
- Studien zur Doppelverpackung

Code	Beschreibung
LTS	Flache Heißsiegelbeutel
LTSS	Flache Selbstklebebeutel
LTR	Flache Rollen in 100 m Länge



Farbreferenz für LT-Blueline



We care that you pack safely!



www.steriking.com/de
e-mail: steriking@wipak.com