

# Steriking® Smart Dye Tests

Pruebas fáciles de usar para comprobar la integridad del cierre hermético de los envases de esterilización



## Fáciles, seguras y rápidas

- La tinta está envasada en dosis individuales
- La tinta se libera fácilmente dentro del envasado para esterilización sin riesgo de fuga ni transmisión
- No requiere cuentagotas ni pipetas
- La integridad del cierre hermético se puede identificar en 5 segundos

# Steriking® Smart Dye Tests

Pruebas de última generación para evaluar la integridad de las costuras herméticas



**Steriking® Smart Dye Tests** son una nueva generación de pruebas de tinta para controlar el funcionamiento de los dispositivos de sellado de conformidad con ISO 11607-1 y ASTM F1929. Las pruebas Steriking® Smart Dye Tests identifican defectos como canales, rápida y claramente, en el momento en que se introduce la tinta en el envase. Hay disponibles otras pruebas para envases de papel y laminado, así como para envases de Tyvek® y laminados.



Paso 1



Paso 2



Paso 3



Paso 4

Ref.	Descripción	Unidades/caja
SDT30B	Prueba de tintado inteligente para envases de papel y laminados	30
SDT30P	Prueba de tintado inteligente para envases de Tyvek® y laminados	30

*We care that you pack safely!*

**WIPAK**

Involve. Inspire. Impress.

[www.steriking.com](http://www.steriking.com)  
e-mail: [steriking@wipak.com](mailto:steriking@wipak.com)