

Steriking® RS300 -kuumasaumaaja

Luotettava ja helppokäyttöinen laite sisäänrakennetulla tulostimella



Entistä turvallisempi

- Saalausparametrien (ajan, lämpötilan, paineen) valvonta ISO 11607-2 -standardin vaatimusten mukaisesti.


Sisäinen tulostin ja liitäntä tietokoneeseen

- Tulostaa yhden rivin tekstiä (enintään 30 merkkiä); voidaan liittää myös ulkoiseen etikettitulostimeen ja tietokoneeseen.

Helppo puhdistaa ja huoltaa

- Puhdistaminen on helppoa, sillä saumaajan kotelon pinnat ovat sileät ja kulmat pyöristetty. Laite voidaan avata ja huoltaa helposti ilman työkaluja.

Steriking® RS300 -kuumasaumaaja



Ominaisuudet

ISO 11607-2 vaatimusten mukainen	X
DIN 58953-7 vaatimusten mukainen	X
Verkkovirtaliitäntä (100-120 V ja 220-240 V)	X
Saumasleveys ja -tyyppi	12 mm:n sileä sauma
Mikroprosessoriohjattu	X
Prosessiparametrien valvonta	X
Moottorin automaattinen pysäytys, jos laitetta ei käytetä	X
Valmiustilatoiminto	X
Kielet (valikossa)	EN/ES/DE/IT/FR/NL/SV/DA/TR/FI
Lämpötilatarkkuus	±1 %
Saumanopeus	10 m/min
Saamislämpötila	50°C-199°C
Saumaspaine	Automaattinen paineensäätö
Sisäinen tulostin	Pistematriisi
USB portti	X
Virrankulutus (W) keskimäärin ja enintään	Enint. 330 W
Mitat	527x314x162 mm
Paino	15 Kg
Takuuaika	24 kuukautta, 60 kuukautta moottorille ja tuulettimelle
Tekninen käsikirja/huoltomanuaali	Saatavana

We care that you pack safely!

WIPAK

Involve. Inspire. Impress.

www.steriking.com
e-mail: steriking@wipak.com

Wipak reserves right to make changes at any time without notice.