

Kombitücher



Kombitücher

Mehrere Lagen kombinieren die besten Eigenschaften zweier Materialien. Die Ausführung der Lagen in zwei verschiedenen Farben ermöglicht die einfache Erkennung möglicher Materialfehler und erleichtert die Verpackung durch die kombinierte Außen- und Innenverpackung. Die Tücher sind zudem alkoholabweisend. Geeignet für die Dampf- und Gassterilisation. Weitere Informationen sind der Spezifikation der beiden Materialien zu entnehmen.

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
CW2075	750	750		250
CW2090	900	900		250
CW2100	1000	1000		250
CW2120	1200	1200		100
CW3075	750	750		250
CW3090	900	900		250
CW3100	1000	1000		150
CW3120	1200	1200		100
CW5075	750	750		240

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
CW5090	900	900		200
CW5100	1000	1000		144
CW5120	12100	1200		120
CW5120/140	1200	1400		120
CW6060	600	600		480
CW6075	750	750		240
CW6090	900	900		200
CW6100	1000	1000		144
CW6120	1200	1200		120
CW7075	750	750		240
CW7090	900	900		200
CW7100	1000	1000		144
CW7120	1200	1200		120
CW8120	1200	1200		120
CW10075	750	750		120
CW10090	900	900		104
CW10100	1000	1000		104
CW10120	1200	1200		80
CW10140	1400	1400		80