

Papel crepé verde



Papel crepé verde

Papel especial suave, crepado para ofrecer una mayor flexibilidad. Hecho con pulpa de madera virgen blanqueada, reforzada para humedad.

| Artículo | Ancho | Largo | Fuelle | Unidad de envasado |
|----------|-------|-------|--------|--------------------|
| SPC40G | 400 | 400 | | 500 |
| SPC50G | 500 | 500 | | 500 |
| SPC60G | 600 | 600 | | 500 |
| SPC75G | 750 | 750 | | 250 |
| SPC90G | 900 | 900 | | 250 |
| SPC100G | 1000 | 1000 | | 250 |
| SPC120G | 1200 | 1200 | | 100 |
| SPC40GE | 400 | 400 | | 504 |
| SPC50GE | 500 | 500 | | 504 |
| SPC60GE | 600 | 600 | | 504 |
| SPC75GE | 750 | 750 | | 252 |
| SPC90GE | 900 | 900 | | 252 |
| SPC100GE | 1000 | 1000 | | 252 |

| Artículo | Ancho | Largo | Fuelle | Unidad de envasado |
|----------|-------|-------|--------|--------------------|
| SPC120GE | 1200 | 1200 | | 126 |