

Rollos planos con Tyvek



Las bolsas autosellables LT-Blueline hechas de Tyvek , están destinadas a la esterilización a baja temperatura (EO, FO, peróxido de hidrógeno e irradiación). Cierre de cinta autoadhesivo con plegado para un cierre fácil y seguro del envase.

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
LTR40	75	100000		2
LTR41	100	100000		2
LTR42	150	100000		1
LTR43	200	100000		1
LTR43A	225	100000		1
LTR44	250	100000		1
LTR45	300	100000		1
LTR46	350	100000		1
LTR47	400	100000		1
LTR49	500	100000		1