

Indikatorstreifen



Indikatorstreifen

Indikatorstreifen müssen in jede Verpackung der Sterilisatorladung gelegt werden: Die Streifen ändern bei der richtigen Kombination aus Temperatur, Zeit, Feuchtigkeit und Sterilisationsmittel-Konzentration die Farbe.

- Der Dampfindikator AC 250/500 (Typ 4) ändert seine Farbe von Weiß in Schwarz.
- Der Dampfindikator AC 6 (Typ 6) ändert seine Farbe von Grün in Braun.
- Der EO-Indikator (Typ 5) ändert seine Farbe von Violett in Grün.
- Der Plasmaindikator (Typ 1) ändert seine Farbe von Blau in Rosa.
- Der FO-Indikator (Typ 1) ändert seine Farbe von Dunkelrot in Grün.

Nach ISO 11140-1.

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
AC250/250	15	200		250

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
AC6	15	100		250
EO250	15	200		250
PL500	20	150		500