

Tiras Indicadoras



Tiras Indicadoras

Las tiras indicadoras se colocarán en cada envase de cada carga de esterilización: Tiras cambia el color en la integración correcta de temperatura, tiempo y humedad y concentración de agente esterilizante.

- La tira de vapor AC 250/500 (tipo 4) cambia de color de blanco a negro
- La tira de vapor AC 6 (tipo 6) cambia de color de verde a marrón
- La tira EO (tipo 5) cambia de color de púrpura a verde
- La tira de plasma PL (tipo 1) cambia de color de azul a rosa
- La tira FO (tipo 1) cambia el color de rojo oscuro a verde

de acuerdo con la norma ISO 11140-1.

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
AC250/250	15	200		250
AC6	15	100		250
EO250	15	200		250

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
PL500	20	150		500