

Vliestücher



Vliestücher

Hochrobuste Vliestücher mit hervorragender Weichheit

- Hohe Rei festigkeit gew hrleistet sichere Handhabung schwerer Gegenst nde
- Allein oder in Kombination mit Krepppapier oder Textilien einsetzbar
- Wirtschaftliche L sung zur Beh Iterauskleidung
- Gute Drapierf higkeit, kein Zurückfedern
- Alkohol- und Wasserbest ndigkeit minimiert das Risiko einer Kontamination durch Flüssigkeiten

Nonwoven Green 52 g/m2

- Wirtschaftliche L sung für den allgemeinen Gebrauch und für Instrumentensets
- Hergestellt aus frischem Zellstoff und Polyesterfasern

Nonwoven Soft Blue 60 g/m2

- Für den allgemeinen Gebrauch, W schepakete und Instrumentensets
- Hergestellt aus frischem Zellstoff und Polyesterfasern

Nonwoven Super Soft Green 66 g/m2

- Für hohe Ansprüche
- Mit einem h herem Gehalt an Polyesterfasern

Artikel	Breite	L nge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
NWG52-60	600	600		500
NWG52-75	750	750		200
NWG52-90	900	900		200
NWG52-100	1000	1000		200
NWG52-120	1200	1200		100
NWB50	500	500		500
NWB60	600	600		500
NWB75	750	750		250
NWB90	900	900		250
NWB100	1000	1000		250
NWB120	1200	1200		100
NWB130/150	1300	1300		104
NWB137	1370	1370		100
NWG50	500	500		400
NWG60	600	600		400
NWG75	750	750		200
NWG90	900	900		150
NWG100	1000	1000		150
NWG120	1200	1200		100

Artikel	Breite	L nge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
NWG130/150	1300	1300		100
NWG137	1370	1370		100

