

Envolturas no tejidas



Envolturas no tejidas

Papeles no tejidos con una suavidad y resistencia superior

- La alta resistencia al desgarro garantiza un manejo seguro de los artículos más pesados.
- Selas de manera individual o en combinación con papeles crepé o textiles.
- Envasado interior económico para contenedores.
- El buen drapeado elimina la recuperación elástica de los papeles.
- La resistencia al alcohol y al agua minimiza el riesgo de contaminación por líquidos.

Verde no tejido 52 g/m²

- Solución económica para uso general, para juegos de instrumentos
- Hecho con pulpa de madera virgen y fibras de poliéster

Azul suave no tejido 60 g/m²

- Para uso general, lavandería y juegos de instrumentos
- Hecho con pulpa de madera virgen y fibras de poliéster

Verde extra suave no tejido 66 g/m2

- Para aplicaciones más exigentes.
- Con mayor contenido de fibras de poliéster

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
NWG52-60	600	600		500
NWG52-75	750	750		200
NWG52-90	900	900		200
NWG52-100	1000	1000		200
NWG52-120	1200	1200		100
NWB50	500	500		500
NWB60	600	600		500
NWB75	750	750		250
NWB90	900	900		250
NWB100	1000	1000		250
NWB120	1200	1200		100
NWB130/150	1300	1300		104
NWB137	1370	1370		100
NWG50	500	500		400
NWG60	600	600		400
NWG75	750	750		200
NWG90	900	900		150
NWG100	1000	1000		150
NWG120	1200	1200		100
NWG130/150	1300	1300		100

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
NWG137	1370	1370		100