

# Emballages non tissés



## Emballages non tissés

Feuilles non tissées à la souplesse et résistance supérieures

- Haute résistance à la déchirure qui garantit une manipulation sûre des dispositifs plus lourds.
- Utiliser comme ou avec des papiers crêpe ou des textiles.
- Emballage intérieur économique pour conteneurs.
- Un bon drapé évite que les feuilles ne glissent.
- La résistance à l'eau et aux alcools minimise les risques de contamination par du liquide.

## Non tissé vert 52 g/m<sup>2</sup>

- Solution économique pour une utilisation générale, pour les sets d'instruments
- base de pâte à papier vierge et de fibres de polyester

## Non tissé souple bleu 60 g/m<sup>2</sup>

- Pour utilisation générale, pour le linge et les sets d'instruments
- base de p te à papier vierge et de fibres de polyester

Non tissé super souple vert 66 g/m2

- Pour les applications exigeantes.
- Avec un plus grand pourcentage de fibres de polyester

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d'emballage
NWG52-60	600	600		500
NWG52-75	750	750		200
NWG52-90	900	900		200
NWG52-100	1000	1000		200
NWG52-120	1200	1200		100
NWB50	500	500		500
NWB60	600	600		500
NWB75	750	750		250
NWB90	900	900		250
NWB100	1000	1000		250
NWB120	1200	1200		100
NWB130/150	1300	1300		104
NWB137	1370	1370		100
NWG50	500	500		400
NWG60	600	600		400
NWG75	750	750		200
NWG90	900	900		150
NWG100	1000	1000		150
NWG120	1200	1200		100

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d 'emballage
NWG130/150	1300	1300		100
NWG137	1370	1370		100