

Prowrap SMX



Prowrap SMX

Emballage médical hautes performances conçu pour les applications les plus exigeantes.

- La plus haute technologie de pointe a donné naissance à ce concept multicouche SMX unique.
- Il combine cinq couches de polypropylène non tissées et soudées thermiquement (SSMMS), pour une plus grande résistance tout en restant très léger. Le grammage n'a plus d'importance.
- Barrière plus efficace contre la pénétration de micro-organismes grâce à deux couches intégrées à fibres courtes soudées thermiquement.
- Matériaux extrêmement solides à haute résistance à la déchirure et à l'éclatement.
- Excellente déperlance et différents niveaux de résistance aux alcools.
- Souplesse et drapabilité optimales pour le confort des utilisateurs.

- Adapté à la stérilisation à la vapeur, par EtO, formaldéhyde et peroxyde d 'hydrogène (gaz plasma).

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d 'emballage
SMX1 075	750	750		200
SMX1 090	900	900		160
SMX1 100	1000	1000		160
SMX1 120	1200	1200		160
SMX1 120/140	1200	1200		104
SMX1 140	1400	1400		104
SMX2 075	750	750		200
SMX2 090	900	900		120
SMX2 100	1000	1000		120
SMX2 120	1200	1200		120
SMX2 120/140	1200	1200		104
SMX2 140	1400	1400		104
SMX2G 075	750	750		200
SMX2G 090	900	900		120
SMX2G 100	1000	1000		120
SMX2G 120	1200	1200		120
SMX2G 140	1400	1400		104
SMX3 075	750	750		120
SMX3 090	900	900		120
SMX3 100	1000	1000		120
SMX3 120	1200	1200		104
SMX4 075	750	750		120
SMX4 090	900	900		104
SMX4 100	1000	1000		104

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d 'emballage
SMX4 120	1200	1200		80