

Rollenhalter



Rollenhalter

Rollenhalter mit Abschneideeinrichtung zum einfachen und schnellen Abschneiden von Sterilisationsrollen

- Hergestellt aus Edelstahl
- Selbstschärfende Klinge aus gehärtetem Stahl mit jahrelanger Wartungsfreiheit
- Müheloses Abrollen von Stahlstangen auf Nylonlagern
- Tischmodelle auch zur Wandbefestigung geeignet

Erhältlich in zwei Breiten: 750, 900 mm

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
RH750	750			
RH900	900			