

Cintas de esterilización



Cintas de esterilización

- ITSG y JTBSG con indicador STEAM de verde a marrón. En material base natural y azul. ITSG, también disponible como versión gratuita de látex llamada ITSGL.
- ITH con indicador de AIRE CALIENTE de verde a marrón.
- Tiras de cinta ITP con indicador VH2O2 de azul a rosa.
- Cintas de cierre neutro sin impresión. En material base natural y azul.

Todos los indicadores son indicadores de proceso de acuerdo con la norma ISO 11140-1 Tipo 1.

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
ITH19	19			48
ITN19	19			48
ITN25	25			36
ITN50	50			24
ITP20	20	150		200
ITS19G	19			48

Artículo	Ancho	Largo	Fuelle	Unidad de envasado
ITS19GL	19			48
ITS25G	25			36
ITS25GL	25			36
JTB19N	19			48
JTB19SG	19			48
JTB25N	25			36
JTB25SG	25			36
TDS25				1