

Bandelettes de stérilisation



Bandelettes de stérilisation

- ITSG et JTBSG avec indicateur de VAPEUR vert passant au marron. Dans les matériaux de base bleu et naturels. ITSG également disponible dans une version sans latex baptisée ITSGL.
- ITH avec indicateur d 'AIR CHAUD vert passant au marron.
- Bandelettes de ruban ITP avec indicateur de VH2O2 bleu passant au rose.
- Rubans adhésifs de fermeture neutres non imprimés. Dans les matériaux de base bleu et naturels.

Tous les indicateurs sont des indicateurs de processus conformes à l 'ISO 11140-1 Type 1.

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d 'emballage
ITH19	19			48
ITN19	19			48
ITN25	25			36

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d 'emballage
ITN50	50			24
ITP20	20	150		200
ITS19G	19			48
ITS19GL	19			48
ITS25G	25			36
ITS25GL	25			36
JTB19N	19			48
JTB19SG	19			48
JTB25N	25			36
JTB25SG	25			36
TDS25				1