

# Sterilisationstests



Sterilisationstests

**Für die Routinekontrolle der**

**Autoklavenleistung:**

- Indikatorbogen und Stoffpaket für typische Bowie-Dick-Routinetests mit Farbumschlag gemäß ISO 11140-1 (Typ 2) und ISO 11140-3 für Vorvakuum-Dampfbehälter zum Nachweis der Einhaltung der Norm EN 285. Farbumschlag von Weiß nach Schwarz.
- Einsatzbereite, kompakte Einwegpakete für Bowie-Dick-Tests: DC20 und DCG2
- Helix-Test für den Dampfdurchdringungstest bei Hohlinstrumenten im Autoklaven. Das Paket umfasst das Gerät und 100 Indikatorstreifen. Nach ISO 11140-1 (Typ 6) und EN 867-5.

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
DC200	135	105	20	20
DCG2	100	150	10	20
DT50	210			50

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
HX100	115	297	23	25
HX400	115	175	23	25