

Pruebas de esterilización



Pruebas de esterilización

Para el control rutinario del rendimiento del autoclave:

- Hojas indicadoras, hojas de pruebas diarias, para la habitual prueba de tipo Bowie-Dick con un envase de tela, de acuerdo con la normas ISO 11140-1 (tipo 2) e ISO 11140-3 para esterilizadores de vapor de pre vacío para demostrar el cumplimiento con la norma EN 285. Cambio de color de blanco a negro.
- Paquetes de prueba de tipo Bowie & Dick listos para usar, compactos, de un solo uso: DC20 y DCG2.
- La prueba como un dispositivo de desafío de producto (PCD) para el control regular de cargas huecas en autoclaves. Helix consta del dispositivo y 100 tiras indicadoras. Conformidad con ISO 11140-1 (tipo 6) y EN 867-5.

| Artículo | Ancho | Largo | Fuelle | Unidad de envasado |
|----------|-------|-------|--------|--------------------|
| DC200 | 135 | 105 | 20 | 20 |
| DCG2 | 100 | 150 | 10 | 20 |

| Artículo | Ancho | Largo | Fuelle | Unidad de envasado |
|----------|-------|-------|--------|--------------------|
| DT50 | 210 | | | 50 |
| HX100 | 115 | 297 | 23 | 25 |
| HX400 | 115 | 175 | 23 | 25 |