

# Schaleneinlagen



Schaleneinlagen

**Schaleneinlagen für den Einsatz in Instrumentenschalen zur Feuchtigkeitsaufnahme und zum mechanischen Schutz**

- Absorbieren übermäßige Kondensation
- Nassfestes Spezialpapier
- Praktisch faserfrei

**TL:**Standard-Schaleneinlagen als Instrumentenunterlage

**TLWE:**Schaleneinlagen mit Rand - Einlage mit überstehendem Rand zur Auskleidung

**TLNW :** Vlieseinlage zur Kombination mit einer SMS-Auskleidung, extrem hohe Aufnahmefähigkeit

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
TL25	250	300		1000
TL3040	300	400		500

Artikel	Breite	Länge	Seitenfalte	Verpackungseinheit
TL40	400	500		500
TL50	300	500		500
TLNW1525	150	250		3200
TLNW3025	300	250		1200
TLNW3040	300	400		1200
TLNW3050	300	500		600
TLWE2525	250	250		500
TLWE4825	480	250		500
TLWE5030	500	300		500