

Couvre-plateaux



Couvre-plateaux

Couvre-plateaux pour utilisation dans les plateaux portant les instruments chirurgicaux pour absorber l'humidité et assurer une protection mécanique

- Absorbent l'excès de condensation.
- Papier spécial résistant à l'humidité.
- Pratiquement sans aucune peluche.

TL - Couvre-plateaux standard - dans un plateau, sous les instruments

TLWE - Trayliners with edge - hors du plateau d'instruments sur le dessus de l'emballage interne

TLNW - Couvre-plateaux non tissés - combinaisons d'emballages non tissés et SMS - capacité d'absorption extrême

Article

Largeur

Longueur

Soufflet

Unité d'emballage

| | | | |
|-----------------|-----|-----|------|
| TL25 | 250 | 300 | 1000 |
| TL3040 | 300 | 400 | 500 |
| TL40 | 400 | 500 | 500 |
| TL50 | 300 | 500 | 500 |
| TLNW1525 | 150 | 250 | 3200 |
| TLNW3025 | 300 | 250 | 1200 |
| TLNW3040 | 300 | 400 | 1200 |
| TLNW3050 | 300 | 500 | 600 |
| TLWE2525 | 250 | 250 | 500 |
| TLWE4825 | 480 | 250 | 500 |
| TLWE5030 | 500 | 300 | 500 |